

ThermaCare
Wärmeauflagen

ThermaCare®

Wärmeauflagen



**WIRKSAME
SCHMERZLINDERUNG**
FÜR FLEXIBLE ANWENDUNG

- THERAPEUTISCHE TIEFENWÄRME
- ENTSPANNT VERKRAMPFTE MUSKELN
- FREI VON ARZNEIMITTELWIRKSTOFFEN
- ZIELGENAU GEGEN PUNKTUELLEN SCHMERZ

WÄRME

6 selbsterwärmende
Auflagen



1-800-868-8686

ThermaCare®
Wärmeauflagen

1-800-868-8686

ThermaCare®

Wärmepflaster

Pharmaceutical
Products Division

ThermaCare®

Compresse auto-chauffantes · Fasce autoriscaldanti

APPLICABILE SU PIÙ PARTI DEL CORPO

Per applicazione flessibile

PATCH MULTI-ZONES

Pour application flexible

ThermaCare®

Wärmeauflagen

(D) (A) (CH)

- Einfach anzuwenden:
Selbsterwärmende Auflagen
- Lang anhaltende Schmerzlinderung:
8 Stunden therapeutische Wärme
- Tiefenwirksame Muskelentspannung
- Ohne Arzneistoffe
- Dünn, bequem, diskret,
geruchsfrei

Anwendungsgebiete:

Lindert effektiv und gezielt Muskel- und Gelenkschmerzen infolge von

- Muskelverspannungen
- Überanstrengungen und Zerrungen
- Arthrose

Geeignet bei chronischen und gelegentlich auftretenden Schmerzen.

Nicht anwenden:

- zusammen mit medizinischen Einreibungsmitteln, Pflastern oder anderen Arten von Wärme
- auf erkrankter, verletzter oder geschädigter Haut
- auf Prellungen oder Schwellungen
- auf Körperstellen ohne Wärmeempfindung
- bei Personen, die das Produkt nicht selbst entfernen können
- wenn die Wärmeelemente undicht sind und/oder der Umschlag beschädigt ist.
- im Gesicht oder am Kopf, auf Brust, Arminnenseite oder Achselhöhle, Finger, Unterbauch, Leiste, Kniekehle, Füße oder Zehen.

(F) (CH)

- Utilisation facile :
Ceintures auto-chauffantes
- Soulagement longue durée :
8 heures de chaleur constante
- Relaxe les muscles en profondeur
- Sans actif médicamenteux
- Fines, confortables, discrètes,
sans odeur

Usages :

Pour un soulagement efficace et ciblé des douleurs musculaires et articulaires associées à

- Tensions musculaires
- Elongations et courbatures
- Arthrose

Convient pour des douleurs de type chronique ou occasionnel.

Ne pas utiliser :

- avec des crèmes ou pommades pour douleurs musculaires, ou autres sources de chaleur
- sur une peau lésée
- en cas de contusions ou d'enflures
- sur des parties du corps insensibles à la chaleur
- sur des personnes ne pouvant retirer le produit
- si les cellules chauffantes fuient et/ou si le patch est endommagé ou déchiré.
- sur le visage, la tête, la poitrine, la face interne du bras, les aisselles, les doigts, le bas du ventre, l'aîne, le creux du genou, les pieds ni les orteils.

(I) (CH)

- Facili da usare:
Fasce di calore autoriscaldanti
- Sollievo duraturo:
8 ore di calore costante
- Rilassamento profondo dei muscoli
- Non contengono farmaci
- Confortevoli da indossare, sottili,
discrete, prive di odore

Indicazioni d'uso:

Sollievo efficace e mirato contro i dolori muscolari e delle articolazioni dovuti a

- Affaticamento
- Artrite
- Distorsioni, strappi muscolari

Adatto per i dolori cronici e occasionali.

Non utilizzare nei seguenti casi:

- insieme a creme o unguenti medicati, cerotti o altre forme di calore
- sulla pelle graffiata o escoriata
- su lividi o gonfiori
- sulle zone corporee insensibili al calore
- da persone che non siano in grado di rimuovere il prodotto da sole
- il prodotto se il contenuto delle celle fuoriesce e/o la fascia è danneggiata.
- su viso, testa, seno, interno del braccio, ascelle, dito, basso addome, inguine, interno del ginocchio, piedi

1727-01
PAA059743

Patente / brevets / brevetti: EP 0967945, EP 1212020, US 6336935, US 7878187

ThermaCare®
Wärmeauflagen



LOT

ThermaCare®
Wärmeauflagen

